

MASCHERE CHIRURGICHE (10 PZ)

EFFICACIA FILTRAZIONE BATTERICA $\geq 98\%$

EFFICACIA FILTRAZIONE PARTICOLATO $\geq 30\%$

STANDARD: EN 14683:2019

TIPO: IIR ; **MODELLO:** M



AVVERTENZE:

IMPIEGATO PER CHIRURGIA INVASIVA, FUNGE DA BARRIERA PER LIQUIDI E SANGUE, E COME FILTRO PER PARTICOLATO. PRIMA DELL'USO, CONTROLLARE L'INTEGRITÀ DELLA CONFEZIONE. SE LA CONFEZIONE PRESENTA DANNI, NON UTILIZZARE IL PRODOTTO. PRODOTTO CON VALIDITÀ DI DUE ANNI. VIETATO L'USO OLTRE LA DATA DI SCADENZA. CONSERVARE IN UN LUOGO PULITO, ASCIUTTO E VENTILATO, CON UMIDITÀ INFERIORE A 80%.



FABBRICATO DA SHENGGUANG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD

EAST OF LONGSHAN ROAD, JIAXIAN, PINGDINGSHAN CITY, 467000 HENAN, CINA

WEB: WWW.SHENGGUANGMEDICAL.COM **EMAIL:** SALES@SHENGGUANGMEDICAL.COM



SHANGAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPA)

INDIRIZZO: EIFFESTRASSE 80, 20537 AMBURGO, GERMANIA

ETICHETTATURA: TWOTREES S.R.L. A SOCIO UNICO

VIA DEL COMMERCIO 10/12, 27020 TORRE D'ISOLA (PV), ITALIA



STERILE EO

STERILE

LOT



XXXLOTXXXXXXXX

XXXEXPXXXXXXXX